


# Topper/Matratzenauflagen

Vielseitig einsetzbare Topper aus Kalt-, Visco- oder Polyetherschaum



## Topper/Matratzenauflagen

Topper sind Auflagen, die sehr vielseitig eingesetzt werden können: zur Entlastung der Hüfte z.B. nach Operationen, als OP- oder Röntgentischauflage, zur Dekubitusprophylaxe, als Gymnastik- bzw. Turnmatte oder einfach nur zur Erhöhung der Bettkante. Die verschiedenen Auflagen bestehen aus einem 1-schichtigen Polyether-, Kaltschaum- oder Visco-Schaumkern, der mit unserem atmungsaktiven PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed und/oder Oberbezug aus Lyocell® oder Bamboo überzogen werden kann.

## Verschiedene Ausführungen

Die Auflagen sind mit verschiedenen harten Schäumen erhältlich: weichlagernde Kaltschaum- oder Viscoschaum-Auflage sowie als stabilerer Polyetherschaum.

## Basisausstattung der Topper/Matratzenauflagen:

- **Weichauflage aus Kaltschaum (weich oder etwas härter):** 1-schichtiger und weichlagernder Kaltschaumkern; Höhe: 6 cm; Standardmaße: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm und individuell nach Absprache; Härtegrade: H1, H3 bzw. RG W35, W45
- **Visco-Auflage (weich mit Memory-Effekt):** 1-schichtiger und weichlagernder Visco-Schaumkern; Höhe: 6 cm; Standardmaße: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm und individuell nach Absprache; Härtegrad: H1 bzw. RG V50
- **Auflage aus Polyetherschaum (etwas härter):** 1-schichtiger und punktelastischer Polyetherschaumkern; Höhe: 5, 8 oder 10 cm; Standardmaße: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm und individuell nach Absprache; Härtegrade: H2 bzw. RG 40
- **Bezug SecuraMed:** atmungsaktiver, elastischer PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed Membrane 1500 (hoch atmungsaktiv); fest vernäht mit dem Schaumkern oder abnehmbar mit Reißverschluss; beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle, Fette, Desinfektionsmittel; schwer entflammbar nach BS 6807:Crib 5

## PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed

Der atmungsaktive, elastische und sehr hochwertige Polyurethan-Bezug ist eines der FRANKE-Markenzeichen. Die Vorteile dieses Qualitätsproduktes:

- angenehm schützend und hygienisch durch Dichtheit gegen Flüssigkeiten, Viren, Milben, Keime, Bakterien, Staub
- einfach abwischbar, desinfizierbar und sterilisierbar
- PVC- und latexfrei, hautfreundlich
- wirksam vorbeugend gegen Hitzestau und Schwitzen durch einen optimalen Feuchtigkeitstransport

## Individuelle Variationsmöglichkeiten:

- Sondermaßanfertigungen in Höhe oder Breite; zusätzliche Befestigungshauben zur Fixierung auf der Matratze möglich;
- Stoffbezug, z.B. Lyocell® oder Bamboo; entweder ersatzweise oder zusätzlich zu PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed

## Optional: Textile Oberbezüge

Hochwertigen Stoffbezüge in Kombination mit SecuraMed oder ersatzweise:

### Lyocell® (verstept und unverstept)

Hochwertige atmungsaktive Funktionsfaser mit seidig glatter Oberflächenstruktur, die einen hohen Feuchtigkeitsabtransport und ein effizientes Wärmemanagement gewährleistet.

### Bamboo (unverstept)

Angenehm feines, hautverträgliches Material auf natürlicher Bambusbasis. Funktional feuchte- und temperatenausgleichend.

## PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed Membrane 1500:

Eigenschaften	Membrane 1500
Atmungsaktivität	+/- 1500g/qm/24h
Flächengewicht	110g/qm
Waschbarkeit	bis 60°C waschbar
Sterilisierbarkeit	bis 105°C auf Schaumkern
Farben	● weiß ● grün ● rot
Pflegehinweise	 nicht mangeln, nicht waschstraßengeeignet