


# Anti-Dekubitusmatratze XXL

Zur Vorsorge und Therapie von dekubitusgefährdeten Personen bis 200 kg



## Anti-Dekubitusmatratze XXL

Diese Matratze unterstützt die Vorsorge und Therapie von dekubitusgefährdeten Personen bis 200 kg. Das 2-schichtige XXL-Modell besitzt einen harten Polyether-Schaumkern, der die Basis für eine erhöhte Tragkraft bietet. Darüber befindet sich eine hochelastische Weichlagerungsschicht aus hochwertigem Kaltschaum. So wird die Druckentlastung besonders beanspruchter Körperstellen bei den Dekubitusgraden 1-3 gefördert. Zur Grundausstattung zählen die 2-seitige Wendbarkeit (Kopf- und Fußteil) und eine stabile Sitzkante an den Längsseiten.

### Eigenschaften

- geeignet für Dekubitusgrad 1-3
- Belastbarkeit:  
Höhe 18 cm: bis 200 kg

## Basisausstattung der Anti-Dekubitusmatratze XXL:

### • 2-schichtiger Schaumkern:

Hochwertige Matratze mit antiallergischem, luftdurchlässigem und punktelastischem Polyether-/Kaltschaumkern; integrierte Sitzkante; Höhe: 18 cm; Standardmaße: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm und individuell nach Absprache; Härtegrad: H5 bzw. RG W45/H40

### • Bezug SecuraMed:

atmungsaktiver, elastischer PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed Membrane 1500 (hoch atmungsaktiv); fest vernäht mit dem Schaumkern oder abnehmbar mit Reißverschluss; beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle, Fette, Desinfektionsmittel; schwer entflammbar nach BS 6807: Crib 5

## PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed

Der atmungsaktive, elastische und sehr hochwertige Polyurethan-Bezug ist eines der FRANKE-Markenzeichen. Die Vorteile dieses Qualitätsproduktes:

- angenehm schützend und hygienisch durch Dichtheit gegen Flüssigkeiten, Viren, Milben, Keime, Bakterien, Staub
- einfach abwischbar, desinfizierbar und sterilisierbar
- PVC- und latexfrei, hautfreundlich
- wirksam vorbeugend gegen Hitzestau und Schwitzen durch einen optimalen Feuchtigkeitstransport

## Individuelle Variationsmöglichkeiten:

- Sondermaßanfertigungen in Höhe oder Breite; bei vorhandenen Matratzen sind außerdem Verlängerungen und Verbreiterungen möglich;
- Sonderausstattung Schutzbezug wie Haltegriffe möglich

## PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed Membrane 1500:

Eigenschaften	Membrane 1500
Atmungsaktivität	+/- 1500g/qm/24h
Flächengewicht	110g/qm
Waschbarkeit	bis 60°C waschbar
Sterilisierbarkeit	bis 105°C auf Schaumkern
Farben	• weiß • grün • rot
Pflegehinweise	 nicht mangeln, nicht waschstraßeneeignet

### Erhöhte Atmungsaktivität

Die Anti-Dekubitusmatratze XXL ist standardmäßig mit dem hoch atmungsaktiven Bezug SecuraMed Membrane 1500 ausgestattet, der die Prophylaxe und Therapie von Dekubitus fördert. Der erhöhte Feuchtigkeitstransport wirkt sich positiv auf ein angenehmes Bettklima aus. Die Haut wird trocken gehalten, so dass das Abheilen von Wunden begünstigt wird und zusätzliche Hautirritationen vermieden werden.

### Optional: Spannbezug Frottee

Der elastische, hautfreundliche und sehr robuste Spannbezug ist eine ideale Ergänzung (reduzierte Faltenbildung).