

Anti-Dekubitus-Systemmatratze

Zur Vorsorge und Therapie von Dekubitus (Wundliegen)



Anti-Dekubitus-Systemmatratze

3-schichtige druckentlastende Matratze; 2-seitig wendbar (Kopf- und Fußteil) mit stabiler Sitzkante; Oberschicht: weich-lagernder Kaltschaum, Zwischenschicht und untere Trägerschicht aus verschieden hartem Polyetherschaum.

Zertifikat von BerlinCert, Produkttest 08/2007: Prüf-Nr. P-07-239-MP-PA 088

Eigenschaften

- geeignet für Dekubitusgrad 1-3
- Belastbarkeit:
Höhe 14 cm: bis 140 kg
Höhe 16 cm: bis 160 kg

Matratze auf Rezept über Sanitäts-haus erhältlich:

Hilfsmittelverzeichnis-Pos. Nr. 11.29.05.0011

Basisausstattung der Anti-Dekubitus-Systemmatratze:

3-schichtiger Schaumkern:

Hochwertige Matratze mit antiallergischem, luftdurchlässigem und punktelastischem Polyether-/Kaltschaumkern; integrierte Sitzkante; Höhe: 14 oder 16 cm; Standardmaße: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm und individuell nach Absprache;

Bezug SecuraMed:

atmungsaktiver, elastischer PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed Membrane 1500 (hoch atmungsaktiv); fest vernäht mit dem Schaumkern oder abnehmbar mit Reißverschluss; beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle, Fette, Desinfektionsmittel; schwer entflammbar nach BS 6807: Crib 5

Individuelle Variationsmöglichkeiten:

- Sondermaßenfertigungen in Höhe oder Breite; bei vorhandenen Matratzen sind außerdem Verlängerungen und Verbreiterungen möglich;
- Sonderausstattung Schutzbezug wie Haltegriffe möglich;
- Anti-Dekubitusmatratze auch in der Version XXL bis 200 kg erhältlich

PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed Membrane 1500:

Eigenschaften	Membrane 1500
Atmungsaktivität	+/- 1500g/qm/24h
Flächengewicht	110g/qm
Waschbarkeit	bis 60°C waschbar
Sterilisierbarkeit	bis 105°C auf Schaumkern
Farben	● weiß ● grün ● rot
Pflegehinweise	 nicht mangeln, nicht waschstraßengeeignet

PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed

Der atmungsaktive, elastische und sehr hochwertige Polyurethan-Bezug ist eines der FRANKE-Markenzeichen. Die Vorteile dieses Qualitätsproduktes:

- angenehm schützend und hygienisch durch Dichtheit gegen Flüssigkeiten, Viren, Milben, Keime, Bakterien, Staub
- einfach abwischbar, desinfizierbar und sterilisierbar
- PVC- und latexfrei, hautfreundlich
- wirksam vorbeugend gegen Hitzestau und Schwitzen durch einen optimalen Feuchtigkeitstransport

Erhöhte Atmungsaktivität

Die Anti-Dekubitus-Systemmatratze ist standardmäßig mit dem hoch atmungsaktiven Bezug SecuraMed Membrane 1500 ausgestattet, der die Prophylaxe und Therapie von Dekubitus fördert. Der erhöhte Feuchtigkeitstransport wirkt sich positiv auf ein angenehmes Bettklima aus. Die Haut wird trocken gehalten, so dass das Abheilen von Wunden begünstigt wird und zusätzliche Hautirritationen vermieden werden.

Optional: Spannbezug Frottee

Der elastische, hautfreundliche und sehr robuste Spannbezug ist eine ideale Ergänzung (reduzierte Faltenbildung).