


# Kombi-Wendematratze

Zwei Härtegrade in einer Matratze vereint – einfach drehen



## Kombi-Wendematratze

Diese 4-seitig wendbare Matratze besitzt einen 2-schichtigen Aufbau. Dabei werden härterer Polyether- und etwas weicherer Kaltschaum miteinander kombiniert. Das Ergebnis: 2 unterschiedliche Härtegrade, die durch einfaches Drehen der Matratze ganz individuell dem jeweiligen Gast bzw. Patienten zuweisbar sind.

Bei der Herstellung kommen nur hochwertige, schadstoffgeprüfte Materialien zum Einsatz. Somit ist die Matratze auch für Allergiker ein wohltuendes Erlebnis.

## PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed

Der atmungsaktive, elastische und sehr hochwertige Polyurethan-Bezug ist eines der FRANKE-Markenzeichen. Die Vorteile dieses Qualitätsproduktes:

- angenehm schützend und hygienisch durch Dichtheit gegen Flüssigkeiten, Viren, Milben, Keime, Bakterien, Staub
- einfach abwischbar, desinfizierbar und sterilisierbar
- PVC- und latexfrei, hautfreundlich
- wirksam vorbeugend gegen Hitzestau und Schwitzen durch einen optimalen Feuchtigkeitstransport

## Optional: Lattenrost Classic

Buchenholzrahmen mit 28 außenliegenden Federholzleisten, gelagert in langen und flexibel absenkbaren Doppel-Kautschuk-Kappen; stufenlose Härteregulierung im Mittelbereich mit Doppelleistenführung; lastenverteiler Textilmittelgurt; Rahmenhöhe: 7 cm; diverse Ausführungen: Kopf- und Fußteil verstellbar, wahlweise mit Motor, oder nicht verstellbar.

## Lattenrost Easy (optional)

Ähnlich wie Lattenrost Classic. Allerdings mit 28 innenliegenden Federholzleisten, 5 cm Rahmenhöhe und ohne Motorvariante.

## Basisausstattung der Kombi-Wendematratze:

### 2-schichtiger Schaumkern:

Wendematratze mit antiallergischem, luftdurchlässigem und punktelastischem Polyether-/Kaltschaumkern; Höhe: 12, 14, 18 oder 20 cm; Standardmaße: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm und individuell nach Absprache; Härtegrade: H1/H2 bzw. RG W37/35


### Bezug SecuraMed:

atmungsaktiver, elastischer PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed Membrane 600; fest vernäht mit dem Schaumkern oder abnehmbar mit Reißverschluss; beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle, Fette, Desinfektionsmittel; schwer entflammbar nach BS 6807: Crib 5

## Individuelle Variationsmöglichkeiten:

- Sondermaßanfertigungen in Höhe oder Breite; bei vorhandenen Matratzen sind außerdem Verlängerungen und Verbreiterungen möglich;
- Sonderausstattung Schutzbezug wie Haltegriffe möglich

## PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed Membrane 600:

Eigenschaften	Membrane 600 (Standard)
Atmungsaktivität	+/- 600g/qm/24h
Flächengewicht	140g/qm
Waschbarkeit	bis 95°C waschbar
Sterilisierbarkeit	bis 105°C auf Schaumkern
Farben	● weiß ● grün ● grau
Pflegehinweise	 nicht mangeln, nicht waschstraßeneeignet