


Matratze Visco

Optimal angepasst an die Körperkontur



Visco-Matratze

Aufgrund seiner hohen Punktelastizität passt sich Visco-Schaum optimal der Kontur des Körpers an. Das unterstützt die Druckverteilung und sorgt so für wohlthuende Entlastung und erholsamen Schlaf.

Die Oberschicht der 2-schichtigen Matratze besteht aus Visco-Schaum, der sich dem Körper genau an den Stellen ideal anpasst, die durch das Aufliegen Wärme erzeugen. Die Kombination mit darunter liegendem, stabilem Polyether bietet zwei Vorteile: Die 2-seitig wendbare Matratze ist wegen ihrer Leichtigkeit im Vergleich zu reinen Visco-Modellen gut im Handling. Außerdem sorgt die stützende Polyetherschicht dafür, dass bei einem Wechseln der Schlaflage verhältnismäßig wenig Kraft benötigt wird.

Eigenschaften

- sterilisierbar bis 75°C
- leichtes Eigengewicht im Vgl. zu reinen Visco-Schäumen

PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed

Der atmungsaktive, elastische und sehr hochwertige Polyurethan-Bezug ist eines der FRANKE-Markenzeichen. Die Vorteile dieses Qualitätsproduktes:

- angenehm schützend und hygienisch durch Dichtheit gegen Flüssigkeiten, Viren, Milben, Keime, Bakterien, Staub
- einfach abwischbar, desinfizierbar und sterilisierbar
- PVC- und latexfrei, hautfreundlich
- wirksam vorbeugend gegen Hitzestau und Schwitzen durch einen optimalen Feuchtigkeitstransport

Basisausstattung der Matratze Visco:

2-schichtiger Schaumkern:

Hochwertige Matratze mit antiallergischem, luftdurchlässigem und punktelastischem Polyether-/Visco-Schaumkern; Höhe: 12 oder 16 cm; Standardmaße: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm und individuell nach Absprache; Härtegrade: H1 und H2 bzw. RG V50/30 und RG V50/35

Bezug SecuraMed:

atmungsaktiver, elastischer PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed Membrane 600 oder SecuraMed Membrane 1500; fest vernäht mit dem Schaumkern oder abnehmbar mit Reißverschluss; beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle, Fette, Desinfektionsmittel; schwer entflammbar nach BS 6807: Crib 5

Individuelle Variationsmöglichkeiten:

- Sondermaßanfertigungen in Höhe oder Breite; bei vorhandenen Matratzen sind außerdem Verlängerungen und Verbreiterungen möglich;
- Sonderausstattung Schutzbezug wie z.B. Haltegriffe oder stabile Sitzkanten möglich;

PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed Membrane 600 oder Membrane 1500:

Eigenschaften	Membrane 600 (Standard)	Membrane 1500
Atmungsaktivität	+/- 600g/qm/24h	+/- 1500g/qm/24h
Flächengewicht	140g/qm	110g/qm
Waschbarkeit	bis 95°C waschbar	bis 60°C waschbar
Sterilisierbarkeit	bis 105°C auf Schaumkern	bis 105°C auf Schaumkern
Farben	● weiß ● grün ● grau	● weiß ● grün ● rot
Pflegehinweise	 nicht mangeln, nicht waschstraßeneeignet	 nicht mangeln, nicht waschstraßeneeignet