

# Sitzkissen

Druckentlastende Weichlagerung beim Sitzen/im Rollstuhl



## Anti-Dekubitus-Sitzkissen

1-schichtiger und druckentlastender Kaltschaumkern sorgt für Weichlagerung. Das Kissen wird zur Prophylaxe und Therapie von Dekubitus eingesetzt.

## Stabiles Sitz- und Rollstuhlkissen

Das stabilere Sitzkissen mit Polyetherschaum ist sehr gut für nicht dekubitusgefährdete Menschen (für Rollstühle oder auch für Sitze) geeignet. Hier wird ebenfalls der hoch atmungsaktive Bezug SecuraMed Membrane 1500 verwendet, der durch den erhöhten Feuchtigkeitstransport die Prophylaxe von Dekubitus unterstützt.

## Basisausstattung des Anti-Dekubitus-Sitzkissen:

### 1-schichtiger Schaumkern:

hochwertiger druckentlastender Kaltschaumkern, antiallergisch, luftdurchlässig und punktelastisch; Höhe: 6 cm; Standardgröße: 40 x 45 x 6 cm und individuell nach Absprache

Alternativ bieten wir ein **stabiles Sitz- und Rollstuhlkissen** an:

hochwertiger Polyether-Schaumkern, antiallergisch, luftdurchlässig und punktelastisch; Höhe: 5 cm; Standardgröße: 40 x 45 x 5 cm und individuell nach Absprache

### Bezug PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed:

hoch atmungsaktiver, elastischer PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed Membrane 1500; fest vernäht mit dem Schaumkern oder alternativ abnehmbar mit Reißverschluss; beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle, Fette, Desinfektionsmittel; schwer entflammbar nach BS 6807:Crib 5

Eigenschaften	Membrane 1500
Atmungsaktivität	+/- 1500g/qm/24h
Flächengewicht	110g/qm
Waschbarkeit	bis 60°C waschbar
Sterilisierbarkeit	bis 105°C auf Schaumkern
Farben	● weiß ● grün ● rot
Pflegehinweise	☑ ☒ ☑ ☑ ☒ nicht mangeln, nicht waschstraßengeeignet

## PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed

Der atmungsaktive, elastische und sehr hochwertige Polyurethan-Bezug ist eines der FRANKE-Markenzeichen. Die Vorteile dieses Qualitätsproduktes:

- angenehm schützend und hygienisch durch Dichtheit gegen Flüssigkeiten, Viren, Milben, Keime, Bakterien, Staub
- einfach abwischbar, desinfizierbar
- PVC- und latexfrei, hautfreundlich
- wirksam vorbeugend gegen Hitzestau und Schwitzen durch einen optimalen Feuchtigkeitstransport

## Optional: Oberbezug Piqué

Als Oberbezug empfehlen wir unseren Piqué-Bezug, der enorm strapazierfähig und elastisch zugleich ist. Diese Eigenschaft unterstützt besonders die Behandlung von Dekubitus und verhindert durch die reduzierte Faltenbildung zusätzliche Hautirritationen. Aber auch für den Normalgebrauch ist der Oberbezug sehr empfehlenswert.

### Eigenschaften

- elastisch
- permanenter Flammschutz (in der Faser)
- extrem abriebfest

### Pflegehinweise

- waschbar bis 60°C
- für Trockner geeignet

## Diese Artikel komplettieren das Sitzkissen:

### Oberbezug Piqué:

entweder ersatzweise oder zusätzlich zu PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed; Material: 67 % Baumwolle, 33 % Markenpolyester Trevira CS (schwer entflammbar); mit Reißverschluss; Farbe: schwarz