


Triversa-Matratze

Comfort-Matratze mit PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed



Triversa-Wendesystem

Das 3-schichtige System besteht komplett aus Polyetherschäum (kein Kaltschaum), der aufgrund seiner Formbeständigkeit gut sterilisierbar ist. Das macht die 4-seitig wendbare Triversa v.a. für Kliniken, aber auch für Hotels interessant.

Bei der Herstellung kommen nur hochwertige, schadstoffgeprüfte Materialien zum Einsatz. Somit ist die Matratze auch für Allergiker ein wohltuendes Erlebnis.

Eigenschaften

- sterilisierbar bis 105°C / 5 Min.
- robuste 4-seitig wendbare Matratze

PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed

Der atmungsaktive, elastische und sehr hochwertige Polyurethan-Bezug ist eines der FRANKE-Markenzeichen. Die Vorteile dieses Qualitätsproduktes:

- angenehm schützend und hygienisch durch Dichtheit gegen Flüssigkeiten, Viren, Milben, Keime, Bakterien, Staub
- einfach abwischbar, desinfizierbar und sterilisierbar
- PVC- und latexfrei, hautfreundlich
- wirksam vorbeugend gegen Hitzestau und Schwitzen durch einen optimalen Feuchtigkeitstransport

Varianten Atmungsaktivität

Die Triversa-Matratze ist mit den Bezügen SecuraMed Membrane 600 (normal atmungsaktiv) und Membrane 1500 (hoch atmungsaktiv) erhältlich, die für die Dekubitusprophylaxe einsetzbar ist.

Basisausstattung der Triversa-Matratze:

3-schichtiger Schaumkern:

Wendematratze mit Polyetherschäumen; härtere Mittelschicht und weichere Lagen auf den Liegeflächen;
Standardmaße: 90 x 200 cm, 100 x 200 cm und individuell nach Absprache;
Höhe: 15cm; Härtegrad: H2 bzw. RG 35/40/35

Bezug SecuraMed:

atmungsaktiver, elastischer PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed Membrane 600 oder Membrane 1500; fest vernäht mit dem Schaumkern oder abnehmbar mit Reißverschluss; beständig gegen Blut, Urin, Salben, Öle, Fette, Desinfektionsmittel; schwer entflammbar nach BS 6807: Crib 5

Individuelle Variationsmöglichkeiten:

- Sondermaßanfertigungen in Höhe oder Breite; bei vorhandenen Matratzen sind außerdem Verlängerungen und Verbreiterungen möglich;
- Sonderausstattung Schutzbezug wie z.B. Haltegriffe oder stabile Sitzkanten möglich;

PU-Schutz- und Hygienebezug SecuraMed Membrane 600 und Membrane 1500:

Eigenschaften	Membrane 600 (Standard)	Membrane 1500
Atmungsaktivität	+/- 600g/qm/24h	+/- 1500g/qm/24h
Flächengewicht	140g/qm	110g/qm
Waschbarkeit	bis 95°C waschbar	bis 60°C waschbar
Sterilisierbarkeit	bis 105°C auf Schaumkern	bis 105°C auf Schaumkern
Farben	● weiß ● grün ● grau	● weiß ● grün ● rot
Pflegehinweise	 nicht mangeln, nicht waschstraßengeeignet	 nicht mangeln, nicht waschstraßengeeignet